



pathoZoom®
Scan



smart in media
the pathologists' company

Mit **PathoZoom® Scan** als Teil des führenden Systems **PathoZoom® Scan & LiveView** bringen Sie Ihr Mikroskop in die Welt der Digitalen Pathologie. Innerhalb von unter einer Minute können Sie das Präparat unter Ihrem Mikroskop manuell scannen, hochladen und an Ihre Kollegen überall auf der Welt per Link oder QR-Code verschicken.

Ihr Mikroskop wird digital – einfach und schnell

- Ergänzen Sie Ihr Mikroskop um eine Kamera, installieren Sie unsere Software – und schon können Sie digital arbeiten

Scan – Schneller als klassische Mikroskop-Scanner

- Scannen Sie Ihre Objektträger schnell und in beeindruckender Qualität – vergleichbar mit einem teuren Scanner
- Wählen Sie selbst, was gescannt werden soll: ganze Objektträger, nur relevante Bereiche oder verschiedene Vergrößerungsstufen kombiniert in einer Datei
- Speichern Sie fertige Scans lokal oder in der PathoZoom® SlideCloud, um sie mit Kollegen und Spezialisten über Links oder QR-Codes zu teilen – zum Anschauen ist keine Registrierung notwendig
- Verlassen Sie auf die automatisch arbeitende Bildkorrekturoptionen, die hervorragende Bildqualität liefern

IHR NUTZEN

GESCHWINDIGKEIT

- Scannen Sie innerhalb von Sekunden durch Bewegen Ihres Mikroskoptisches
- Hochladen des gescannten Präparats innerhalb weniger Sekunden

QUALITÄT

- Scan-Ergebnisse auf dem Niveau professioneller Mikroskop-Scanner

SERVICE

- Regelmäßige, automatische Software-Updates
- Kostenlose Support-Hotline

FLEXIBLER EINSTIEG

- Preisgünstige Lösung für den schrittweisen Einstieg in die Digitale Pathologie





PRAKTISCH: Mit Scan wird Ihr Mikroskop zum Scanner

EINFACH & SCHNELL

Die PathoZoom® Slide Cloud – die sichere Lösung

- Speichern und teilen Sie Ihre Scans in der für Sie kostenlosen PathoZoom® Slide Cloud
- Annotieren und messen Sie in den hochgeladenen Präparaten, und teilen Sie all dies mit Ihren Kollegen per Link oder QR-Code
- Fügen Sie Ihren Scans Tags hinzu, um ihn und weitere Scans zu klassifizieren und einfacher wiederzufinden

PathoZoom® Scan erfüllt mit seinem Measurement Tool allen Anforderungen der IVDR und ist mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet.



smart in media
the pathologists' company