



# pathoZoom® Scan & liveView



smart in media  
the pathologists' company

Mit dem weltweit führenden System **PathoZoom® Scan & LiveView** digitalisieren Sie Ihr Mikroskop in wenigen Minuten – und öffnen die Tür zur modernen, kollaborativen Diagnostik. Streamen Sie Ihre Präparate in Sekundenschnelle für Live-Besprechungen, fügen Sie Annotationen und Messungen hinzu oder teilen Sie Ihre Scans ganz einfach per Link oder QR-Code – alles ohne teure Spezialhardware.

## Ihr Mikroskop wird digital – einfach und schnell

- Ergänzen Sie Ihr Mikroskop um eine Kamera, installieren Sie unsere Software – und schon können Sie digital arbeiten
- Genießen Sie mit Scan & LiveView die zwei Facetten der zukunftsicheren Software, die Ihre Arbeit bei der Diagnostik unterstützt und vereinfacht

## Nahtlose Zusammenarbeit – in Echtzeit und weltweit

- Teilen Sie Ihre Sicht auf Präparate in Echtzeit für sofortige Zweitmeinungen, bei Tumorboards und wann immer sie wollen
- Streamen Sie Ihre Mikroskopsicht auf jedes Gerät mit Webbrowser, also PC/Laptop, Tablet und Smartphones
- Schicken Sie zeitsparende QR-Codes oder Links zu Ihrem persönlichen Stream per Nachricht oder E-Mail
- Fügen Sie einen Besprechungslink hinzu, um sich mündlich mit Kollegen auszutauschen
- Übertragen Sie Ihre Präparateansicht live an bis zu 100 Personen, die ohne Registrierung zuschauen und mithilfe der Whiteboard-Funktion wichtige Bereiche während des Streams markieren können
- Profitieren Sie von unserer spezialisierten Streaming-Technologie, die Zuschauern bei Stillstand des Mikroskops ein hochqualitatives Echtbild ohne Kompressionsartefakte schickt



## IHR NUTZEN

### GESCHWINDIGKEIT

- Digitale Weitergabe statt Versand von Glaspräparaten
- Effiziente Präsentation bei Tumorboards und Konferenzen

### QUALITÄT

- Scan-Ergebnisse auf dem Niveau professioneller Mikroskop-Scanner

### SERVICE

- Regelmäßige, automatische Software-Updates
- Kostenlose Support-Hotline

### KI-READY

- Integrierte KI-Tools, z.B. zum Zählen von Tumorzellen oder klassifizieren von Zellen im Knochenmarkausstrich

### FLEXIBLER EINSTIEG

- Preisgünstige Lösung für den schrittweisen Einstieg in die Digitale Pathologie



# UPGRADE: Mit Scan & LiveView wird Ihr Mikroskop Digital

## EINFACH & SCHNELL

### LiveView – Präzision und Effizienz auf einen Blick

- Betrachten Sie das Präparat auf Ihrem Computerbildschirm und messen Sie mühelos Längen oder Flächen in jeder Vergrößerung
- Fügen Sie Präparaten diverse Arten von Annotationen hinzu, und speichern Sie diese in Screenshots, für bessere Zusammenarbeit
- Speichern Sie mehrere Bilder von Präparaten direkt in einem Fall mit dem Case Manager, inklusive Messungen und Annotationen
- Nehmen Sie direkt in der Software ein Video auf und schicken dieses an Kollegen oder fügen Sie es den Daten eines Falls hinzu

### Scan – Schneller als klassische Mikroskop-Scanner

- Scannen Sie Ihre Objektträger schnell und in beeindruckender Qualität – vergleichbar mit einem teuren Scanner
- Wählen Sie selbst, was gescannt werden soll: ganze Objektträger, nur relevante Bereiche oder verschiedene Vergrößerungsstufen kombiniert in einer Datei
- Speichern Sie fertige Scans lokal oder in der PathoZoom® SlideCloud, um sie mit Kollegen und Spezialisten über Links oder QR-Codes zu teilen – zum Anschauen ist keine Registrierung notwendig



### Künstliche Intelligenz – direkt in Ihrem Workflow

- Nutzen Sie KI-Modelle von Drittanbietern direkt im LiveView, wählen Sie eine zu analysierende Region und erhalten Sie das Ergebnis mit detaillierten Zahlen in sekundenschnelle
- Exportieren Sie die Ergebnisse und teilen Sie diese über die PathoZoom® SlideCloud

PathoZoom® Scan & LiveView erfüllt mit seinem Measurement Tool allen Anforderungen der IVDR und ist mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Scannen Sie diesen QR-Code für ein Video über PathoZoom® Scan & LiveView



smart in media  
the pathologists' company